

ISOAID

RÖNTGENTEKNO



diagnostiset merkintäjyvät

Advantage™ I-125 diagnostiset jyvät ovat yksittäispakattuja, turvallisia ja helppokäyttöisiä. Jyvien asennus valmiiksi aktiivisella jyvällä ladatulla neulalla mahdollistaa lähes samat rutiinit kuin passiivisten jyvien kanssa on jo totuttu käyttämään.

ISOAID valmistaa matala-aktiivisia jodijyviä valmiiksi ladattuina 5cm, 7cm ja 12cm neuloihin.

Toimitamme jyvät pienissä yksittäispakatuissa steriileissä pakkauksissa. Tämä tekee käsittelystä ennen asennusta helppoa.

Lähetämme kaikki jyvät steriileinä 90 päivän varastointiajalla.

Tuotteet ovat CE ja FDA-hyväksytyjä diagnostiseen käyttöön. Terapiakäyttöön tehtyjen jyvien käyttö merkintään on vastoin suosituksia.

- Mukana toimitettavasta taulukosta voit helposti tarkistaa jyvän aktiivisuuden.


Jokaisessa toimituksessa lisäksi:

- Monikäyttöinen lyijypussi tekee kuljettamisesta ja varastoinnista turvallista ja helppoa.
- Kätevä hävitys- ja palautuspakkaus jyvälle ja lyijypussille.


TILAUSTIEDOT:

IsoAid Advantage I-125 (neulan pituus 5-12cm)

- **Tuotenumero:** 777-5IA (5cm), 777-7IA (7cm), 777-12IA (12cm)
- **Kuljetussuoja palautetaan, samalla voidaan toimittaa mahdolliset käyttämättömät jyvät hävitettäväksi.**



IsoAid Advantage™ (model IAI - 125A) I-125 source



IsoAid Advantage™ (model IAPd - 103A) Pd-103 source

- Kehittynyt muotoilu
- Loistava näkyvyys
- Erinomainen dosimetria
- Erittäin tiukat toleranssit

ISOAID

Earning your trust one seed at a time.